

USAGE INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE USO / MODE D'EMPLOI



1. Clean and rinse items to be sterilized.
2. Add 2 ounces (60 ml) of water to bag. Using less than the appropriate amount of water could distort shape of baby bottle parts.
3. Place baby bottle parts into bag. Make sure all parts are disassembled. Do not overfill steam bag with parts.
4. Seal bag tightly.
5. Put bag into microwave oven on center of turntable.
6. Microwave on High Power per the time chart below:

1.5 Minutes for 1100W+

3 Minutes for 800 – 1100W

5 Minutes for 500 – 750W

7. Using an oven mitt or pot holder, carefully remove the bag from your microwave. **WARNING: Be careful as steam and water will be very hot.**
8. Use Drain Spout to pour out excess water before removing the sterilized parts.

WARNING – SAFETY NOTE

- Be careful when removing bag from microwave as hot water and steam will be very hot.
- Only sterilize parts deemed safe for microwave sterilization.
- Steam bag is intended only for plastics that are microwave safe.
- Do not place the steam bag in a conventional oven.
- Do not place the steam bag on the metallic grill that some microwave ovens have.
- Be sure to follow the Time Chart as heating longer than the recommended time may distort shape of parts.

1. Lave y enjuague los componentes del biberón que vaya a esterilizar.
2. Añada 60 ml (2 onzas) de agua a la bolsita. Utilizar una cantidad insuficiente de agua podría deformar los componentes de los biberones.
3. Sitúe los componentes del biberón en la bolsita. Asegúrese de que todos los componentes están desmontados. No llene la bolsita de vapor con demasiados componentes. **Nota:** Para esterilizar los tubos del sacaleches, coloque los tubos horizontalmente en la parte inferior de la bolsita. Utilice suficiente agua para sumergir los tubos por completo. No esterilice ningún otro componente además de los tubos en la misma bolsita.
4. Cierre la bolsita firmemente.
5. Coloque la bolsita en la parte central de la plataforma giratoria del microondas. Asegúrese de que la bolsita esté situada de forma recta. Gire la bolsita a mitad del ciclo si su microondas no dispone de plataforma giratoria.

6. Caliente a potencia alta según el cuadro de tiempos de calentamiento que se detalla a continuación:

1,5 minutos para microondas de más de 1100 W

3 minutos para microondas de 800 a 1100 W

5 minutos para microondas de 500 a 750 W

7. Utilizando una manopla o un agarrador para el horno, retire la bolsita con cuidado de su microondas. **ADVERTENCIA: tenga cuidado ya que el agua y el vapor estarán muy calientes.**
8. Utilice la boquilla de drenaje para verter el agua sobrante antes de retirar los componentes esterilizados.

ADVERTENCIA – NOTA DE SEGURIDAD:

- Tenga cuidado al retirar la bolsita del microondas ya que el agua caliente y el vapor que se encuentran en su interior estarán muy calientes
- Esterilice únicamente los componentes que puedan esterilizarse en el microondas
- La bolsita de vapor está diseñada para los componentes de plástico que pueden utilizarse en el microondas
- No coloque la bolsita de vapor en hornos convencionales
- No sitúe la bolsita de vapor en la rejilla metálica que tienen algunos hornos microondas
- Asegúrese de seguir el cuadro de tiempos de calentamiento que aparece en la parte trasera, ya que calentar la bolsita durante más tiempo del recomendado puede deformar los componentes

1. Nettoyez et rincez les éléments de biberon devant être stérilisés.
2. Ajoutez 60 ml d'eau dans le sachet. Utiliser moins d'eau que la quantité appropriée peut déformer les éléments du biberon.
3. Placez les éléments du biberon dans un sachet. Vérifiez que tous les éléments sont démontés. Ne mettez pas trop d'éléments dans le sachet à vapeur.
4. Fermez hermétiquement le sachet.
5. Mettez le sachet dans le four micro-ondes au centre du plateau tournant.
6. Réglez votre four micro-ondes sur la puissance maximale pendant une durée conforme au tableau des durées ci-dessous :

1,5 minute pour 1100 W et plus

3 minutes pour 800 – 1100 W

5 minutes pour 500 – 750 W

7. À l'aide d'un gant à four ou d'une pince, retirez avec précaution le sachet de votre four micro-ondes. **ATTENTION : faites attention car la vapeur et l'eau peuvent être très chaudes.**
8. Utilisez le bec de drainage pour éliminer le surplus d'eau avant de retirer les éléments stérilisés.

ATTENTION – NOTE DE SÉCURITÉ :

- Faites attention en retirant le sachet du four micro-ondes car l'eau chaude et la vapeur à l'intérieur sont très chaudes.
- Ne stérilisez que les éléments pouvant être stérilisés sans danger au four micro-ondes.
- Le sachet à vapeur n'est prévu que pour des plastiques qui peuvent être passés au four micro-ondes.
- Ne placez pas le sachet à vapeur dans un four conventionnel.
- Ne placez pas le sachet à vapeur sur la grille métallique qui équipe certains fours micro-ondes.
- Veillez à suivre le tableau des durées au dos car un chauffage plus long que nécessaire peut déformer les éléments.